

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Congélateur pharmaceutique,
ESSENTIAL FROSTER 70

Congélateur pharmaceutique, ESSENTIAL FROSTER 70

Réf. : SOC-365485



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Description du Congélateur pharmaceutique, ESSENTIAL FROSTER 70 :

Le **Congélateur pharmaceutique, ESSENTIAL FROSTER 70** est conçu pour la conservation des produits médicaux et pharmaceutiques.

Il est principalement utilisé comme appareil intégré. Si la ventilation statique est insuffisante, un ventilateur de machine frigorifique peut être intégré en option.

- 4 étagères ;
- Type de sous-comptoir ;
- Cadre de porte chauffant ;
- Thermomètre à valeur réelle ;
- Porte verrouillable.

Options:

- Cadre décoratif ;
- Ferrure de porte ;
- Ventilateur de la machine de refroidissement lorsque la ventilation statique n'est pas suffisante si des appareils sont intégrés dans des armoires ;
- Module GSM ;
- Thermomètre enregistreur à stylo pour un placement lâche à l'intérieur de l'appareil avec 2 bandes de papier ciré ;
- DATALOG-USB-MONITORING ou DATALOG-NET ;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Sonde de température PT 100 ou PT 1000, capteur 4 fils, classe 1/3 B, incl. ballon doseur incorporé.

Spécifications techniques Congélateur pharmaceutique, ESSENTIAL FROSTER 70:

- Capacité: 70 l;
- Réglage de la température (env.): -15 à -22 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50/60 Hz;
- Consommation électrique: 100 Watts;
- Consommation normale: 1,98 KWh / 24 h;
- Dimensions totales (y compris la distance du mur): 47 x 51 x 74 (lx P x H en cm);
- Dimensions intérieures: 35 x 41 x 55 (lx P x H en cm);
- Dimensions totales avec porte ouverte à 90 °: 47 x 96 (lx p en cm);
- Dimensions étagère: 20,5 x 35,2 resp. 31,5 x 35,3 (lx P en cm);
- Capacité maximale de chargement par étagère: 25 kg;
- Poids: 35 kg / 39 kg (net / brut).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration