

## Fiche Technique Compteur différentiel de cellules avec totalisateur, 8 touches

Ref SOC-DBC-9



Le **Compteur différentiel de cellules avec totalisateur** permet le comptage des cellules sanguines.

- Les 8 touches représentent les groupes Schilling normaux des leucocytes.
- Les clés ci-dessus sont le nom et l'image d'une cellule particulière.
- Chaque course s'enregistre à la fois dans l'unité correspondant à sa touche enfoncée et dans la fenêtre.
- Lorsqu'un total de 100 cellules est compté, une cloche sonne.
- Tournez la poignée dans le sens antihoraire, cela effacera les chiffres.
- plage de chiffres 0-999
- Poids net: 1,3 kg

Certification de qualité: ISO 9001, ISO 13485

**RCS BOBIGNY 481 441 939 SIRET : 481 441 939 00016 APE 514N**

SOCIMED SARL, Z.A.C du BOIS MOUSSAY; 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93240 STAINS France,  
Tel. +33149988672, +33953341938 fax. +33155931257  
Web: <http://www.socimed.com> E-mail:[socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)