

Congélateur de plasma sanguin, FROSTER BL 180 PRO-ACTIVE

Réf. : SOC-354875



Description du Congélateur de plasma sanguin, FROSTER BL 180 PRO-ACTIVE :

Le Congélateur de plasma sanguin, FROSTER BL 180 PRO-ACTIVE est un appareil de laboratoire haut de gamme conçu pour répondre aux besoins des hôpitaux et des



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

banques de sang en matière de stockage des plasmas sanguins et des échantillons congelés.

Il est conforme à la norme DIN 58375. Il est équipé d'un système de dégivrage rapide automatique. Le processus de dégivrage est contrôlé thermiquement et temporairement. Cela empêche le gel de l'intérieur et la température du contenu de l'appareil est maintenue constante conformément aux réglementations applicables.

- Contrôle PRO-ACTIVE: Surveillance permanente et proactive des données de performance et des alertes en cas d'écarts - afin que vous puissiez prendre des contre-mesures en temps utile avant qu'un défaut ne menace vos produits réfrigérés; contrôle de température le plus précis au monde dans les zones réfrigérées grâce à deux capteurs PT-1000 standard;
- 3 tiroirs en aluminium;
- régulateur de confort;
- Régulation de température et de décongélation contrôlées par microprocesseur pour maximiser la stabilité de la température;
- Batterie pour alarme de panne de courant;
- Cadre de porte chauffant;
- Refroidissement par air à recirculation;
- Plaques de ventilation optimisées pour minimiser les différences de température intérieure;
- Dégivrage rapide;
- Évaporation de l'eau de fusion;
- Panneau de commande facilement accessible avec interrupteur à clé;
- Affichage de la température par LED facile à lire;
- Avertissement optique et acoustique, y compris alarme de panne de courant;
- Mémoire de température minimum / maximum;
- La documentation des données peut être lue via l'interface USB avec le logiciel KIRSCH Datanet;
- Contact libre de potentiel pour la transmission d'alarme;
- Porte verrouillable.

Options:

- Roulettes;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Longueur supplémentaire et séparateurs transversaux;
- Tiroir en acier inoxydable au lieu d'aluminium;
- Insertion de tiroir / séparateurs pour tiroir en acier inoxydable;
- Module GSM;
- PC-KIT-NET (version compatible réseau);
- Thermomètre enregistreur à stylo pour placer librement à l'intérieur de l'appareil avec 2 bandes de papier ciré;
- Thermomètre enregistreur à stylo de type disque avec cycle de mesure de 7 jours avec 100 disques d'enregistrement et 5 feutres (hauteur du réfrigérateur puis 131 cm);
- Sonde de température PT 100 ou PT 1000, capteur 4 fils, classe 1/3 B, incl. flacon doseur incorporé.

Spécifications techniques du Congélateur de plasma sanguin, FROSTER BL 180 PRO-ACTIVE:

- Capacité: 170 l;
- Réglage de la température (env.): -41 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50 Hz;
- Consommation électrique: 453 Watt;
- Consommation moyenne: 6,54 KWh / 24 h;
- Dimensions totales y compris distance du mur: 70 x 77 x 122 (lxpxh en cm);
- Dimensions intérieures: 55 x 52 x 60 (lxpxh en cm);



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Dimensions totales avec porte ouverte à 90 °: 70 x 136 (lx p en cm);
- Dimensions intérieures du tiroir: 50 x 32 x 10 (lxpxh en cm);
- Capacité maximale de chargement par tiroir: 50 kg;
- Poids: 100 kg / 110 kg (net / brut).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration