

Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL LABEX® 125

Réf. : SOC-236542



Description du Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL LABEX® 125 :



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Le **Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL LABEX® 125** peut être installé normalement ainsi que dans une installation sous le comptoir. Lorsque l'appareil est destiné à être utilisé comme une unité autonome, nous pouvons éventuellement fournir un plateau correspondant.

- 1 tiroir et 2 étagères ;
- Intérieur antidéflagrant (LABEX®-Standard Safety) ;
- Type de sous-comptoir ;
- Bac à eau de fonte pour vidange manuelle ;
- Sélection de température en continu ;
- Porte verrouillable

Options:

- Surface de travail ;
- Cadre décoratif ;
- Ferrure de porte ;
- Roulettes ;
- Tablettes supplémentaires (43,8x33 cm) ou tiroirs ;
- Longueur supplémentaire et séparateurs transversaux ;
- Ventilateur à compresseur installé, en cas de meuble encastré ou de manutention avec version 60Hz ;
- Thermomètre enregistreur à stylet pour placer librement à l'intérieur de l'appareil avec 2 bandes de papier ciré ;



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Sonde de température PT 100 ou PT 1000, capteur 4 fils, classe 1/3 B, incl. ballon doseur incorporé ;

Spécifications techniques du Réfrigérateur de laboratoire ESSENTIAL LABEX® 125:

- Capacité: 120 l;
- Réglage de la température (env.): +2 à +12 ° C;
- Tension: 220 - 240 V;
- Fréquence: 50 Hz;
- Consommation électrique: 115 Watts;
- Consommation moyenne: 0,68 KWh / 24 h;
- Dimensions totales (y compris distance du mur): 54 x 54 x 81 (lx P x H en cm);
- Dimensions intérieures: 44 x 42 x 67 (lxpxh en cm);
- Dimensions totales porte ouverte à 90 °: 54 x 106 (lx p en cm);
- Dimensions intérieures du tiroir: 40 x 32 x 5,6 (L x P x H en cm);
- Dimensions de l'étagère: 43 x 24 (lx P en cm) ou 43,8 x 33 (lx P en cm);
- Capacité maximale de chargement par tiroir / tablette: 13 kg / 25 kg;
- Poids: 42 kg / 44 kg (net / brut)



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration