

**Agitateur magnétique avec plaque chauffante, 1L, 150Watts, Modèle
1-MLH**

Réf : SOC-847989



**Agitateur magnétique avec plaque chauffante, 1L, 150Watts,
Modèle 1-MLH**

Agitateur magnétique avec plaque chauffante, 1L, 150Watts, Modèle 1-MLH

Description de l'Agitateur magnétique avec plaque chauffante, 1L, 150Watts, Modèle 1- MLH

Les agitateurs magnétiques de la série "ML" dont le boîtier supérieur en acier inoxydable sont les modèles les plus compacts.

Le moteur à courant continu à aimant permanent (PMDC) fournit un couple élevé même à faible vitesse et maintient la stabilité de la vitesse malgré les changements de viscosité ou de volume. Différents modèles sont disponibles pour tous les types d'agitation en laboratoire jusqu'à 10 litres. Le contrôle précis de la vitesse en continu avec affichage numérique permet une variation en douceur jusqu'à 1200 tr/min.

Les agitateurs magnétiques avec plaque chauffante de la série "MLH" sont similaires aux agitateurs magnétiques de la série ML, mais avec une plaque chauffante supplémentaire en acier inoxydable.

L'énergie thermique est contrôlée par un régulateur d'énergie.



Le manteau de Rota

Ils sont spécialement conçus pour répondre aux exigences de laboratoire en matière d'agitation dans les flacons et de chauffage uniforme simultané par des manchons chauffants. Ils sont construits à deux parties ou compartiment, le compartiment supérieur étant constitué de l'élément chauffant.

Le contrôle ou régulation précis et progressif de la vitesse permet une variation en douceur jusqu'à 1200 tr/min. L'énergie de chauffage est contrôlée par un régulateur d'énergie.

Caractéristiques principales :

- Moteur PMDC pour un couple plus élevé même à vitesse
- Meilleure régulation de la vitesse même avec un petit volume à basses vitesses
- Le contrôle précis de la vitesse en continu maintient une excellente stabilité de la vitesse
- Indicateur de vitesse numérique pour l'affichage et la visualisation de la vitesse d'agitation
- Unité totalement fermée
- Conçu pour être utilisé même dans une atmosphère corrosive

Caractéristiques techniques

- Modèle : 1-MLH
- Capacité d'agitation : 1L
- capacité de chauffage : 150watt
- Dimensions : 200 x 225 x 185

-Pédale d'agitation Revêtement IPTFE : Q-19 ; 9 x 25mm

-Agitateurs avec plaque chauffante (avec indicateur numérique de vitesse)



1-MLH



1-MLH