

**Centrifugeuse de paillasse à usage général 6000 tr/min modèle R-8C
plus**

Réf : SOC-848013



**Centrifugeuse de paillasse à usage général 6000 tr/min modèle R-
8C plus**

Centrifugeuse de paillasse à usage général 6000 tr/min modèle R- 8C plus

Description de la Centrifugeuse de paillasse à usage général 6000 tr/min modèle R-8C plus

Lors de la sélection d'une centrifugeuse pour votre laboratoire de recherche, des facteurs tels que sa capacité ainsi que la taille de l'échantillon sont essentiels. Voici quelques-unes des caractéristiques des centrifugeuses de laboratoire REMI R8C Plus et R8M Plus. La capacité d'une centrifugeuse est le nombre maximum de tubes d'échantillons qu'elle peut conserver en une seule fois. La mesure des tubes d'échantillons fait référence à la quantité de votre exemple que vous devez traiter en une seule rotation ou en une journée.

Les centrifugeuses de laboratoire REMI R8C Plus sont conçues pour fournir des solutions de centrifugation complètes. Les échantillons dangereux sont particulièrement dérangeants à traiter car les tubes d'échantillons sont parfois endommagés et ils peuvent être constitués de marqueurs radioactifs ou de composés contagieux à risque biologique et même de micro-organismes, du VIH ou d'autres virus. Dans cette situation, un couvercle de rotor qui s'adapte suffisamment bien pour assurer la protection de l'utilisateur et qui est accrédité pour une utilisation avec des matériaux présentant un risque biologique est une sélection judicieuse.



Principales caractéristiques de la centrifugeuse de laboratoire REMI R-8C Plus :

- L'identification automatique du rotor assure la sécurité de l'opérateur
- Chambre de centrifugation en acier inoxydable, facile à nettoyer
- Moteur à induction sans balais avec variateur de fréquence
- Contrôleur à microprocesseur avec affichage numérique
- Sortie de vitesse stable même dans des conditions de tension instables
- Démarrage en douceur et en douceur
- Faible échauffement de l'échantillon
- Détection des défauts de l'onduleur avec arrêt automatique
- Affichage LED 7 segments de la vitesse R-8C Plus
- Compte à rebours numérique et fonctionnement continu
- Verrouillage de sécurité du couvercle pour empêcher l'ouverture du couvercle pendant la centrifugation
- Détection de déséquilibre et arrêt de centrifugation avec affichage d'erreur
- Frein dynamique pour une décélération rapide
- Protection contre les surcharges du moteur
- Charnière à gaz pour empêcher la porte de tomber
- Déverrouillage d'urgence du couvercle
- Rappel des derniers paramètres définis (utile pour les analyses répétitives)
- Grande variété de rotors et d'adaptateurs de réduction



Spécifications techniques de la Centrifugeuse de paillasse à usage général 6000 tr/min modèle

R-8C plus

- **Numéro de modèle** : R-8C Plus
- **Plage de minuterie numérique** : 0-99 minutes
- **Max. Capacité** : 400ml
- **Dimensions (LxPxH) (mm)** : 380x470x300mm
- **Max. FCR** : 5070 "g"(MC)
- **Vitesse** : 6000 tr/min
- **Bruit** : 60 db
- **Quantité minimum d'achat** : 1 pièce

