

AUTOCLAVE PORTABLE NUMÉRIQUE (18L/24L/30L), Modèle YX-280D



DESCRIPTION :

Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304, doté d'un manomètre précis à double échelle et un Joint en silicone assurant l'absence de fuite de vapeur.

Affichage numérique LED de la température et du temps de stérilisation

Mise hors tension automatique en cas de manque d'eau
Facile à utiliser, sécurité et fiable

CARACTERISTIQUES :

- * Structure entièrement en acier inoxydable SUS 304
- * La double échelle précise indique le manomètre
- * Joint en silicone assurant l'absence de fuite de vapeur
- * Température d'affichage numérique LED et temps de stérilisation
- * La température et le temps de stérilisation peuvent être réglés
- * Déclenchement automatique en cas de surpression
- * Protection contre le manque d'eau et la surchauffe
- * Double soupape de sécurité dans le couvercle

DONNEES TECHNIQUES :

MODÈLE	YX-280D-I (18L)	YX-280D-I (24L)	YX-280D-I (30L)
Volume	18L	24L	30L
Température de fonctionnement maximale	129°C	129°C	129°C
Pression de travail maximale	0.165Mpa	0.165Mpa	0.165Mpa
Intervalle de temps	0-999min	0-999min	0-999min
Chambre de stérilisation	Φ300*330mm	Φ300*460mm	Φ300*520mm
Puissance	AC220V/50Hz/2.0KW	AC220V/50Hz/2.0KW	AC220V/50Hz/2.0KW