

Fauteuil pour soins dentaire modèle ST-D 540

Réf. S O C -ST D 540



Fauteuil pour soins dentaire modèle ST-D 540

Paramètres techniques :

- Puissance / tension : a.c.220 V -230 V /50 Hz ;
- Pression d'eau : 0.2-0.4 M Pa/2.0-4.0 bar ;
- Pression d'air : 0.55-0.8 M Pa/5.5-8.0 bar ;
- Volume de sortie d'air 55 L/min.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Configuration standard :

- Moteur de chaise DC 24V (double accouder) ;
- Rinçage automatique du crachoir avec système de contrôle de la coupe de remplissage ;
- 9 programmes du système de contrôle de verrouillage interne (carte de circuit intégré) ;
- Plateau d'instrument avec frein à air monté au dessus ;
- Boîte de plancher extérieur avec interrupteur principal (humidité électrique) ;
- Crachoir en verre ;
- Dispositif agrégé du support d'aide ;
- Appuie-tête pliable ;
- Coussin en PU sans couture ;
- Commande à pédale multifonctionnelle ;
- Haute aspiration avec système d'éjection de salive ;
- Réservoir d'eau externe ;
- Tuyau d'eau / de gaz médical importé ;
- Connecteur USB ;
- Exploitation de lumière de jour LED (capteur) ;
- Visualiseur de film LED ;
- Seringue à 3 voies (chaud/froid).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

En option :

- Coussin avec coutures (cuir environnemental) ;
- Induction du dispositif d'alimentation en eau ;
- Figure par défaut ;
- Afficheur LCD ;
- Crachoir en céramique ;
- Système d'endoscope ;
- Pièce à main 4 trous à haute vitesse (importée / domestique) ;
- Pièce à main 4 trous à basse vitesse (importée / domestique) ;
- Moteur électrique importée ;
- Mesureur (importée / domestique) ;
- Lumière de durcissement (importée / domestique) ;
- Système d'aspiration centrale ;
- Compresseur sans huile.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration