

## **Lampe d'opération plafonnière une coupole, à LED 5** **réflecteurs**

**Ref : SOC-955366**



### **Lampe d'opération plafonnière une coupole, à LED 5 réflecteurs**

**Excellente lumière froide:** Avec source de lumière froide à LED, sans augmentation de la température.

**Excellente qualité de lumière du jour et d'IRC** répondant aux besoins d'illumination des médecins.

**Longue durée de vie :** la durée de vie des LED est jusqu'à 50 000 heures.

Économie d'énergie et respectueux de l'environnement.

### **Données techniques :**

- Illumination :  $\geq 100\,000$  Lux
- Température de couleur :  $4800 \pm 300$  K
- Profondeur d'éclairage (mm) :  $\geq 500$

- Dimension du champ lumineux (mm) : 160 – 220
- Puissance nominale de l'ampoule : 3.2V / 1W (40 ampoules LED)
- Tension d'alimentation : 220V / 50Hz
- Durée de vie des ampoules LED :  $\geq 50,000$  h
- Irradiance totale : 480 W/m<sup>2</sup>
- Dimension d'installation la plus basse : 2300 – 2600 mm