

REFRIGERATEUR MEDICAL B-45L

SOC-BL452603



Description du Réfrigérateur médical B-45L

Avec son système de contrôle de température allant de +2°C à +8°C, le **réfrigérateur de pharmacie B 45L** est conçu en acier inoxydable avec des roulettes montées sous le fond et possède un éclairage fluorescent intérieur. Sa porte en verre à deux couches avec interrupteur de chauffage permet d'éviter les fuites de glace et pour verrouiller le réfrigérateur. Le **réfrigérateur pharmaceutique** possède une batterie de secours de 72 H pour permettre à l'enregistreur de données et le système de contrôle de fonctionner.

SPÉCIFICATIONS

Système de contrôle:

- Le contrôleur de microprocesseur, température allant de + 2 °C à + 8 °C, peut être réglé librement, contrôlant la précision 1 °C, la précision d'affichage 0,1 °C. Température ambiante allant de 0 °C à 32°C
- Combiné avec deux capteurs exacts et un dégivrage automatique.
- Alarme sonore et visuelle: alarme de température élevée ou basse, alarme de porte ouverte, alarme de panne de courant, alarme de panne de capteur, alarme de batterie faible.

Système de réfrigération:

- Compresseur de renommée internationale et moteur de ventilateur EBM en Allemagne
- Système de circulation d'air forcé.
- Condenseur très efficace et évaporateur expansif pour une congélation rapide

Système de refroidissement avancé

- Le système de circulation de refroidissement à air forcé assure une récupération rapide et fiable de la température.
- Évaporateur à ailettes refroidi par air avec une conception unique du système de circulation pour garantir l'absence de gel

Contrôle précis de la température par micro-ordinateur

- Contrôleur de température basé sur un microprocesseur, affichage numérique de la température, résolution de la température 0. 1 °C
- Excellente disposition de réfrigération, 2°C ~ 8 °C à l'intérieur réglable
- Module de surveillance en option et logiciel exclusif pour réaliser la surveillance à distance

Conception de la structure:

- Alarmes: alarmes de haute et basse température, alarme de panne de capteur, alarme de panne de courant, alarme d'ouverture de porte
- Deux styles d'alarme: bourdonnement, clignotant
- Porte vitrée avec chauffage (autre porte pleine)
- Conception à deux capteurs, peut fonctionner séparément en cas de dommage
- Enregistreur de température d'imprimante thermique en option
- Fonctions de téléchargement de données USB en option

Conception humanisée:

- La conception de verrouillage de sécurité empêche tout état anormal de la porte
- Grand écran, facile à lire.
- Trou d'essai en option
- Lumière LED à l'intérieur, avec interrupteur pour contrôler