

Station de macroscopie pathologique, Modèle YS-AS03

Réf : SOC-YS-AS0304



La station de macroscopie pathologique YS-AS03 est équipée d'un système de ventilation qui élimine efficacement les fumées toxiques nocives.

La station de macroscopie pathologique dispose d'une grande surface de travail et de plaques grillagées. La zone de travail est éclairée par une lampe fluorescente et dispose d'une étagère supérieure pour les fournitures. L'interrupteur marche/arrêt éclairé par une veilleuse est situé sur le panneau arrière pour plus d'accessibilité.

Spécifications de Station de macroscopie pathologique YS-AS03

- Dimensions : Largeur 92 cm x Longueur 74 cm x Hauteur 116,8 cm
- Largeur 92 cm x Longueur 74 cm x Hauteur 116,8 cm
- Matériau : Acier inoxydable 304
- Tension d'entrée : $220 \pm 10\%$ V, 50/60Hz ou 110V, 60Hz

Caractéristiques de la Station de macroscopie pathologique

- Installation facile : un simple raccord de plomberie et une prise électrique standard de 220 ou 110 volts permettent de placer cet appareil dans des endroits où l'espace est limité. L'appareil est fourni avec un cordon d'alimentation de qualité hospitalière. Un raccord rapide pour la plomberie est également disponible en option. Conçu pour être pour une connexion à la ventilation de l'établissement.
- Planche à découper : Planche à découper intégrée de 50,8 cm x 25,4 cm

- Vaporisateur d'évier : Fabriqué à partir d'un appareil manuel robuste en laiton chromé avec un tuyau à haute pression.
- Boîtier : acier inoxydable de type 304Eclairage : fluorescent standard avec interrupteur marche/arrêt à témoin lumineux.
- Dimensions de la surface de travail : : 45.7 cm x 76.2 cm