

Tondeuse chirurgicale CAREFUSION avec socle chargeur

Ref : SOC-051020



La tondeuse chirurgicale BD Carefusion est utilisée en neurochirurgie ou autre action opératoire nécessitant le rasage préalable des poils (dépilation).

La tondeuse chirurgicale BD Carefusion s'utilise avec des lames à usage unique spécialement adaptées (vendues séparément), sur peau sèche ou humide. Les lames, à usage unique, permettent d'éviter la contamination croisée et peuvent être jetées dans un récipient de collecte des déchets contaminés.

La tondeuse chirurgicale BD Carefusion Permet d'éliminer rapidement la pilosité, tout en réduisant le risque d'irritation de la peau et d'infection en comparaison des rasoirs traditionnels.

Spécificités de la tondeuse chirurgicale BD Carefusion

- Facile à manipuler.
- Remplacement de la lame très simple.
- Nettoyage facile à l'eau et au savon.

- Angle de coupe de 40°.
- Poids : 121g
- Dimensions : 153 mm x 49 mm x 39 mm
- Temps de charge complet : 17 heures
- Durée de vie de la batterie : 350 cycles minimum
- Batterie Lithium-ION longue durée (Cette tondeuse est livrée déchargée.).
- livré avec un Socle chargeur pour ayant une autonomie: environ 80 minutes en continu.