

FICHE TECHNIQUE

608457 COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE SIMILUX MICRO-HYBRIDE

DESCRIPTIF ARTICLE



Composite micro-hybride. FABRICATION EUROPEENNE.

Un composite micro-hybride photopolymérisable parfait pour des restaurations de longue durée.

Caractéristiques et avantages :

Teneur en charge 81%, particules de 0,05 à 1,5 microns.

Compatible avec toutes marques d'adhésifs.

Libération de fluor.

Fluorescence naturelle.

Effet caméléon.

Résistance élevée à la compression, idéale pour les classes I et II.

Haute résistance à l'abrasion.

Polissage haute brillance.

Radio-opaque.

KIT SIMILUX 4 SERINGUES comprenant:

4 x 4 grs teintes A2 / A3 / A3,5 / B2

1 UNIBOND 2,5 ml.

50 Appliqueurs.

1 ETCHING gel 3 ml + 5 embouts

Poids (Kgs)
0,30
Volume (m3)