

**LIT HOSPITALIER FIXE 02 SECTIONS EN ACIER INOXYDABLE**

**Ref : SOC-C110096**



**Caractéristiques principales :**

Lit hospitalier en deux sections

- Bâti métallique
- Revêtement époxy
- Tête et pied en acier chromé avec panneaux laminés
- Sommier en treillis métalliques
- Relève-buste réglable
- Dimensions : 200x85x50 cm
- Capacité : 150kg

**RCS BOBIGNY 481 441 939 SIRET : 481 441 939 00016 APE 514N**