

Réfractomètre-kératomètre automatique CX-2000

Réf : SOC-200011-1



Réfractomètre-kératomètre automatique CX-2000

Réfractomètre-kératomètre automatique CX-2000

Réfractomètre-kératomètre automatique CX-2000

Description du Réfractomètre-kératomètre automatique CX-2000

Alignement automatique et mesure automatique :

- L'utilisation du CX 2000 ne pourrait être plus simple
- Il suffit d'ajuster la tête de mesure à l'œil du patient et l'instrument se charge de la manipulation de manière entièrement automatique.
- Si la couleur de l'écran tactile indique que l'œil a été mesuré, vous pouvez passer à l'autre œil en touchant l'écran.

Fonctionnement et orientation de l'écran tactile :

- L'écran tactile couleur de 5,7 pouces permet de contrôler les opérations et d'afficher les résultats des mesures.
- La tête de mesure peut être déplacée dans toutes les directions en touchant simplement l'écran.
- Toutes les commandes sont saisies via l'écran tactile.

Investigation extrêmement rapide :

- Le CX 2000 acquiert les données de mesure pour la réfraction et la kératométrie remarquablement rapidement, en moins de trois secondes, ce qui permet d'utiliser efficacement votre temps et de maximiser la rentabilité.
- Mesures kératométriques centrales et périphériques :
- Le CX 2000 fournit simultanément des valeurs kératométriques centrales (Ø 3 mm) et périphériques (Ø 6 mm) en une seconde.
- La mesure peut être prise sur la cornée ou sur la face arrière d'une lentille de contact RGP.

Mouvement du "joystick" :

- L'Autorefracto-Kératomètre est équipé de la toute dernière technologie de " joystick".
- Cinq modes de mouvement motorisés garantissent un mouvement précis et silencieux de la tête dans toutes les directions.
- Vous avez le choix entre un mouvement grossier ou fin vers l'œil du patient.

Caractéristiques techniques du Réfractomètre-kératomètre automatique CX-2000 :

- Alimentation électrique : 230 V,
- Consommation électrique : 130 à 150 VA,
- Fréquence 50 - 60 Hz,
- Réglage automatique de la tête/mesures automatiques,
- Écran tactile couleur TFT 5,7",
- Valeurs k centrales + périphériques,
- Joystick de nouvelle génération,
- Mesure du pouvoir de réfraction :
 - Sphérique (SPH) 25,00 à + 22,00 D,
 - Cylindrique (CYL) 0 à +/- 10,00 D,
 - Angle axial de l'axe (AXIS) : 0° à 180°,
- Temps de mesure : 0,2 sec.
- Imprimante thermique,
- Sortie RS 232 C,
- Dimensions : 300 x 493 x 466 mm : 300 x 493 x 466 mm,
- Passeport technique,
- Garantie de 12 mois
- Rodenstock CX 2000 Auto-Réfracteur-Kératomètre Caractéristiques :
 - Valeurs K centrales et périphériques



9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106) 95520
OSNY France
Tel: +33 (0) 1 49 98 86 72 +33 (0) 9 53 34 19 38
Fax: +33 (0) 1 48 61 26 63
E-mail: socimed@socimed.com

- Alignement et mesure automatiques
- Mesure du \varnothing de la pupille et de la cornée