

## **DERMATOME ST-5, KIT COMPLET (80 mm)**

### **SOC-M10500**



### **Description du Dermatome ST-5 kit complet**

Le dermatome est utilisé dans le but d'écortcher les zones de la peau contenant des lésions lors des opérations dermatologiques, en obtenant des greffes cutanées. A cet effet, le médecin peut ajuster l'épaisseur de la zone à retirer, c'est-à-dire la profondeur de pénétration et la largeur de coupe du dermatome.

Le système mécanique du dermatome transmet le mouvement de rotation du moteur électrique alimenté par batterie au mouvement d'oscillation de la lame. La fréquence d'oscillation est ajustée en poussant et en relâchant la gâchette. Des piles spéciales amovibles rendent la stérilisation à la vapeur possible. Mécanisme de changement de lame conçu pour insérer la lame d'un seul côté, évitant ainsi une insertion incorrecte de la lame.

### **Spécificités du dermatome :**

- Autoclavable
- Dimensions : 290 x 105 x 50 mm
- Poids : 1024 g
- Vitesse : 16.000 cpm

### **Composition du kit :**

- Pièce à main dermatome - 80 mm
- Boîtier d'alimentation
- Entonnoir stérile autoclavable pour le chargement aseptique de la batterie
- Chargeur pour 1 batterie
- Lame 1 pack (10 pcs) - acier inoxydable - non stérile
- Panier avec fixations en silicone et couvercle 411 x 259 x 114 mm
- Couvercle perforé en acier inoxydable 407 x 256 x 4 mm
- Couvercle perforé - gris - 3/4 de la taille d'un quart - modèle standard plus
- Fond - non perforé - 3/4 de la taille d'un quart - modèle standard
- Filtre papier à usage unique avec indicateur - marqué - (paquet de 100 pcs)

### **Caractéristiques techniques :**

Niveau du dermatome	Coupe (mm)	Epaisseur (pouce)
0	0.0	0.00000
1	0.1	0.00394
2	0.2	0.00787
3	0.3	0.0118
4	0.4	0.0157
5	0.5	0.0197
6	0.6	0.0236
7	0.7	0.0276
8	0.8	0.0315
9	0.9	0.0354
10	1	0.0394