

Lit Hospitalier 4 sections en ACIER INOXYDABLE

Réf. SOC-0130000



Caractéristiques principales :

- Cadre en tube d'acier de section rectangulaire 50 x 30 x 2 mm
- Relève-buste et relève-jambes réglables par manivelles. Plicature réglable par crémaillère
- Tube amovible en acier inoxydable avec tête et pied de lit à panneaux laminés.
- Sommier en treillis métallique soudé, revêtement époxy.
- 4 roues ø125 mm, 2 avec frein.
- Galets pare-chocs aux angles.
- Dimensions: 92 x 205 x 50 cm.
- Capacité: 150Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N