

Tambour de stérilisation 125 x 125 mm

Réf. SOC-126003



Caractéristiques

- Avec éclipses latérales
- Avec couvercle à charnière
- En inox
- Dimension (Ø x h): 125 x 125 mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N