

**Pince à sertir, dénuder et couper les tubes de poches à
Sang**

Réf : SOC-T26201806



Cette Pince à sertir, dénuder et couper les tubes de poches à Sang est facile à utiliser et ergonomique. Peut être utilisé avec différentes tailles de tubes de poches de sang grâce à sa vis, qui permet d'adapter la distance entre les cylindres. Le corps est fait d'aluminium et les cylindres sont en acier inoxydable. Son corps léger le rend très confortable à utiliser au quotidien, tout en lui permettant de résister aux chutes. Le dénudeur inclut un ressort pour un retour automatique et une lame pour couper les tubes.

La Pince à sertir, dénuder et couper les tubes de poches à Sang permet la compression ou le scellement de tubulures de poches de sang. Elle est principalement utilisée auprès des services de don de sang.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N