

OXYMÈTRE DE POULS avec Capteur séparé Modèle OXY-50

Ref : SOC-3510021



L'OXYMÈTRE DE POULS OXY-50 avec capteur séparé est un Oxymètre de pouls de poche pour bout du doigt avec écran couleur pour examen de routine ou surveillance continue.

- écran: couleur TFT 1,77"
- résolution: 160x128
- alarme sonore, tonalité du pouls
- enregistrement de données jusqu'à 24 heures
- alarme avec limites supérieure et inférieure réglables
- logiciel PC pour transférer les données en temps réel

Spécifications techniques

Mode d'affichage (écran TFT)

- SpO2: 2 chiffres
- Fréquence cardiaque (FC): 3 chiffres
- Intensité des pulsations: graph. Barres

Fréquence cardiaque

- Plage de mesure: 30 ~ 250bpm
- Résolution: 1 bpm
- Exactitude: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$
- FC moyenne: Calcule la moyenne mobile de la fréquence cardiaque tous les 4 battements de cœur.
- L'écart entre la valeur moyenne et la valeur réelle n'excède pas 1%
- Plage intensité pulsations: Affichage continu de graphiques à barres, le plus haut affiché indique la pulsation la plus forte

SpO2

- Plage de mesure: 0~100%, (résolution 1%)
- Exactitude: 70~100%: $\pm 2\%$
- Valeur moyenne: Calcule la valeur moyenne toutes les 4 mesures.
- L'écart entre la valeur moyenne et la valeur réelle n'excède pas 1%

Autres :

- Alimentation: 3VCC, < 100 MA
- Batterie: piles sèches (2AA)
- Sonde oxymètre: longueur d'onde: 660 - 905 nm
- Dimensions: 110(L) x 60(P) x 23(H) mm
- Poids: environ 120g (avec les deux piles sèches AA)
- Type de sécurité: Type BF
- Fourni avec capteur pour adulte, 2 piles AA, câble USB + Logiciel pour PC (GB, FR, IT, ES, DE, RU, PL) compatible avec Windows XP, Vista, 7, 8
- Mode d'emploi (GB, FR, IT, ES)