

Kit d'Aspiration Manuelle Intra Utérine (AMIU)

Ref : SOC-SW-1218



Le kit d'Aspiration Manuelle Intra Utérine, ou kit AMIU est un ensemble de dispositif utilisé pour traiter chez la femme, les complications de l'avortement à risque, pour gérer les fausses couches et effectuer des biopsies de l'endomètre. Ce dispositif a l'avantage d'être peu coûteux, portable et fiable, permettant aux agents de santé de fournir des soins essentiels aux femmes même dans les villages les plus reculés car il n'utilise pas d'électricité.

Le kit d'Aspiration Manuelle Intra Utérine, ou kit AMIU contient :

- une seringue en polypropylène de 60cc avec un système double valve pour faire le vide et jouer son rôle d'aspiration
- un flacon d'huile lubrifiante
- Huit connecteurs "seringues - cannules" de couleurs différentes
- Huit cannules stériles à usage unique de 4,5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 mm



9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106) 95520
OSNY France
Tel: +33 (0) 1 49 98 86 72 +33 (0) 9 53 34 19 38
Fax: +33 (0) 1 48 61 26 63
E-mail: socimed@socimed.com

Les cannules à usage unique peuvent être commandées séparément de la taille 4 à 12 mm.
(Sans la taille 11)