

VAPORISATEUR VP300 POUR MACHINE D'ANESTHESIE MODELE 7200



Description du vaporisateur VP300 pour machine d'anesthésie modèle 7200

Caractéristiques

Vaporisateur Vp300 pour machine d'anesthésie modèle 7200

Caractéristiques principales

- Avec certificat CE
- Conforme à la norme internationale ISO 8835-4
- Système de verrouillage
- Compensation de pression, température et débit
- Enflurane, isoflurane, sévoflurane et halothane disponibles
- Type de connexion: compatible Selectatec ou compatible avec le plug-in Draeger
- Type de remplissage: Pour Fill, Key Fill, Quik-Fil