

Aspirateur de mucosité V7 plus B

Réf: SOC-5320261



Aspirateur portable de haute qualité et performant, idéal grâce à sa polyvalence, il peut être utilisé dans divers champs d'activités tels que ; hôpitaux, cliniques, soins à domicile, urgences.

Equipé d'une pompe à piston, la maintenance est réduite. La carcasse est en ABS lisse qui facilite le nettoyage. Trois modèles sont disponibles avec différents types d'alimentations électriques ; sur 115/230V AC et/ou sur batterie interne.

L'aspirateur V7 peut être équipé de système à poche patient unique. (à indiquer lors de la commande)

Carcasse ergonomique en ABS avec poignée intégrée et ancrage postérieur permettant de résister à des efforts allant jusqu'à 10g.

Pompe de piston pour usage médical.

Bouton de commande régulateur de vide.

Indicateurs lumineux.

Bocal de recueil PC1 (1L.), en polycarbonate stérilisable en autoclave, avec valve de sécurité. Disponible aussi avec bocal de recueil de 1,7 L et supports compatibles avec les principaux fabricants de canisters à usage unique.

Filtre antibactérien.

Dimensions: 385 x 155 x 255 mm

Dimensions emballage: 460 x 210 x 290 mm.

Poids: 4,4 Kg.

Caractéristiques techniques

- Alimentation : Chargeur Externe 12 VDC, Batterie interne.
- Vide maximum : 84 k Pa (630 mmHg)
- Débit d'aspiration : 30L/min
- Consommation : 85W
- Batterie interne : 12V, 4.5- AH ; Ac-Pb scellée
- Autonomie : 65min
- Chargeur de batterie : externe
- Livré avec sac de transport et tous les accessoires nécessaires à l'utilisation