

Autoclave de table class B 18 Litres, Modèle BKMZA

Ref : SOC-4300Z18



Le stérilisateur de la série BKM-ZA est un appareil automatique à haute température et pression à vapeur.

Il peut être utilisé dans les services de stomatologie et d'ophtalmologie, les salles d'opération, et d'autres établissements médicaux.

Caractéristiques techniques du stérilisateur BKM-ZA:

1. **Réservoir d'eau intégré de type ouvert** : le stérilisateur dispose d'un réservoir d'eau de type ouvert facile à nettoyer qui peut prendre en charge l'exécution répétée du programme s'il est entièrement injecté d'eau.
2. **Système de vide ultime de haute efficacité** : Le stérilisateur dispose d'un système de vide à faible bruit et à haute efficacité qui offre d'excellents effets.
3. **Grand écran LCD pour BKMZA/BKMZB** : L'écran LCD affiche la température, la pression, l'heure, l'état de fonctionnement, l'avertissement de panne et d'autres informations. Il est pratique pour les utilisateurs qui souhaitent observer l'état de fonctionnement du stérilisateur.
4. **Plusieurs types de programmes** : Le système dispose de divers programmes, un programme de test BD, un programme de test sous vide et une fonction de séchage.
5. **Port USB standard pour BKMZA/BKMZB** : Les utilisateurs peuvent stocker les données de stérilisation avec un disque USB.
6. Une mini-imprimante en option peut être connectée pour enregistrer le processus de stérilisation.

Specifications techniques

- Capacité : 18 Litres
- Stérilisation : Class B (EN 13060 standard)
- Chambre en Inox 304
- Pression maxi 2/3 bars
- Pression minimum de travail 0.9 bars
- Température maxi de travail 145°C
- Température de stérilisation : 121°C, 134°C
- Consommation électrique : de 1750 à 1850 watts
- Alimentation électrique : 230 volts 50/60 hz
- Dimension extérieur : 495mm *600mm *410mm
- Dimension intérieur de la chambre : \varnothing 247mm *360mm
- Poids : de 52 kg à 75 kg
- Bruit : 50db