


Kit complet de drainage thoracique taille adulte

Ref : SOC-639.24



Pour pratiquer un drainage dans une ambulance

Contenu du kit complet de drainage thoracique :

- 1 drain trocart O.R.X.
- 1 champ fenestré 60 x 50 cm
- 2 cupules rectangulaires
- 4 tampons
- 8 compresses 10 x 10 cm

- 2 pinces à pansement
- 2 seringues 10 ml
- 1 aiguille 38 mm 12/10^e (18 G) pour aspiration de l'anesthésique
- 1 aiguille 15 mm 5/10^e (25 G) pour le bouton dermique
- 1 aiguille 38 mm 8/10^e (21 G) pour anesthésie locale
- 1 aiguille 38 mm 9/10^e (20 G) pour ponction exploratrice
- 2 aiguilles pour suture
- 1 scalpel
- 1 valve aspifoulante
- 1 poche graduée pour recueil du liquide aspiré
- 1 rouleau de bande adhésive largeur 75 mm
- 1 paire de gant