

Table de M A Y O Hydraulique

Réf. S O C - G E U - 813715



socimed

Description de la table de M A Y O Hydraulique

Table de Mayo hydraulique piètement avec roulettes est encore appelé table à instruments de chirurgie Mayo dotée d'un système hydraulique pour élévation et descente, avec pédale.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques techniques de la table de M A Y O Hydraulique

- Table de Mayo hydraulique fabriqué en acier inoxydable.
- Le système hydraulique pour monter ou baisser fonctionne avec pédale.
- Réglable en hauteur.
- Plateau supérieur amovible.
- Roues pivotante de 75mm, deux avec frein.
- plateau amovible en inox
- dimensions du plateau: L*l*h; 65x53x6.5cm
- réglable en Hauteur de 85 à 120cm.

Pédale:

- Pour faire monter la table de mayo, faire fonctionner le système hydraulique à moitié seulement (pas tout le chemin). Pomper plusieurs fois afin de faire monter la table.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration