

## **Agitateur vortex à vitesse réglable, VTX500**

Ref: SOC- V50020



### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Mise en service automatique par légère pression du tube sur le support

Fonctionnement en permanence par commutateur "manuel / continu"

Stabilité parfaite : poids 3,5 kg, 4 pieds en caoutchouc

Puissance : 60 W

livré complet avec une tête ronde standard pour tubes et récipients jusqu'à Ø 30 mm

Vitesse réglable : 0 à 2500 tr/min

Orbite : Ø 4 mm

Protection : IP21

Dimensions : 127 x 130 x h160 mm

Alimentation : 230 V - 50 Hz / 60 W

Poids : 3.5 kg