

## **Défibrillateur automatique Saver One**

Ref: SOC-DEA300A



### **Description**

Le Défibrillateur entièrement automatique Saver One est un défibrillateur simple et fiable pour tout public.

Il est spécialement conçu pour administrer un choc électrique (seulement 3 étapes) suite à un arrêt cardiaque dans n'importe quel endroit.

Il donne au secouriste des indications visuelles et sonores claires au cours de chaque phase de réanimation, de l'application des électrodes au massage cardiaque et jusqu'à la défibrillation.

Il peut être transporté partout où l'urgence est nécessaire, grâce à son indice de protection IP 54.

Le Défibrillateur entièrement automatique Saver One est livré avec un sacoché de transport haute qualité et un pack complet d'utilisation.

### **Caractéristiques techniques**

- Batterie Lithium garantie 300 chocs - 5 ans.
- Mode bilingue français - anglais.
- Utilisation tous publics.
- Avec message vocal s'adaptant à la vitesse du sauveteur.
- Mini écran LCD (5 x 1,5 cm) reprenant simultanément les messages vocaux.
- Mode automatique : il délivre le choc automatiquement sans avoir à appuyer sur le bouton choc.
- Séquences de chocs 150 - 200 - 200 joules.

- Choc 50 joules adaptés aux enfants.
- Maintenance automatique par autotests quotidiens, mensuels, semestriels et lors du remplacement de la batterie.
- Lecture des données de base (autotests) stockées dans la mémoire interne du dispositif (1 Gb).
- Lecture complète des données liées à l'intervention (informations principales intervention : date, heure, nombre de chocs, etc) avec le logiciel "Saver View Express" (en option).
- Carte mémoire externe 1 Gb en option, connexion avec port USB (câble en option).
- Indice de protection IP 54 ( poussière et eau ).
- Dimension : 265 x 215 x 75 mm
- Poids : 1,95 kg

Livré complet avec une sacoche de transport anti choc, 1 pile au lithium, 1 paire d'électrodes adulte ,1 kit de premiers secours et un kit signalétique.