

Défibrillateur automatique ZOLL AED Plus

Réf. SOC-051101



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Défibrillateur automatique ZOLL AED Plus

- **Le Défibrillateur entièrement automatisé AED plus** est le 1er défibrillateur à être équipé de l'aide au massage cardiaque ainsi qu'un contrôle en temps réel du massage.
- Il vous guide dans la marche à suivre pour administrer le massage cardiaque, car dans 50 % des cas le choc électrique ne sont pas requis.
- Doté d'une électrode CPR-D PADZ, le défibrillateur automatique Zoll AED Plus propose un retour d'information sur la qualité du massage cardiaque en profondeur et en rythme, grâce à la technologie Real CPR Help.
- Il garantit le transport du sang et de l'oxygène et vous informe au moindre problème en vous donnant des conseils pratiques :
- Messages vocaux : "Commencez la réanimation, Appuyez plus fort, Bonne compression, Continuez".
- Un métronome vous guide à travers l'électrode CPR-D qui détecte le mouvement des compressions et le transmet à l'AED Plus, cette technologie indique la cadence de compression et vous donne la régularité afin d'atteindre au moins 100 à 120 compressions par minute et 5 à 6 cm de profondeur.
- De ce fait votre massage cardiaque atteint une efficacité optimum, ainsi lorsque vous utilisez l'électrode monobloc CPR-D le métronome accéléromètre est une aide indispensable et précieuse.

Données techniques :

- Fonctionnement : défibrillateur automatique,
- Onde : onde biphasée rectilignes,
- Puissance : sélection automatique préprogrammée (Adulte : 120 Joules, 150 Joules, 200 Joules / Enfant : 50 Joules, 70 Joules, 85 Joules),
- Temps de charge : moins de 10 secondes avec des piles neuves,
- RCP : Fréquence de métronome variable de 60 à 100 CPM. Amplitude : 1,3 à 7,8 cm.
- Alimentation : 10 piles jetables de type 123A Photo Flash lithium/dioxyde de manganèse.
- Dimensions : H 13,3 x L 24,1 x P 29,2 cm
- Poids : 3,1 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration