

## TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER

Réf. **SOC-DSP527522**



CE  
0459



# TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Réf. **SOC-DSP527522**

## La précision SPENGLER en version électronique

Le tensiomètre au bras TENSONIC est conçu pour un suivi thérapeutique régulier.

--

### TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

### FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé avec indicateur tricolore de risque OMS.
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

### USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

L'opération DEPIST HTA initiée par la fondation de recherche sur l'hypertension artérielle recommande l'utilisation du tensiomètre électronique TENSONIC.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446022624
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,765	Poids conditionnement (kg) :	0,765
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	55
Humidité mini :	15	Humidité maxi :	90