

Défibrillateur Semi-automatique Fred PA-1 Schiller

Ref: SOC-SSDEFI04



Le FRED® PA-1 est parfaitement adapté pour un usage sur patient adulte comme sur patient enfant grâce à ses électrodes dédiées.

Adapté à un usage dans les établissements de santé, les ERP : il est par conception un appareil destiné au plus grand public.

- Bouton orange pour délivrer le choc électrique (pour version semi-automatique)
- Interface utilisateur simple et épurée, synthèse vocale en Français
- Possède différentes fonctions d'aide au massage cardiaque afin de guider l'utilisateur de manière à effectuer une RCP de qualité à la bonne fréquence
- Mis en marche instantanée dès l'ouverture du capot
- Equipé par défaut d'un métronome permettant à l'utilisateur de connaître le rythme adéquat du massage cardiaque
- Effectue des autotests périodiques de manière quotidienne ou hebdomadaire
- Par défaut en français (Option trilingue possible)
- Peut enregistrer jusqu'à 2h de données et 500 événements
- Paire d'électrodes de défibrillation pré-connectée logée dans le capot du DAE avec le kit de premiers secours (emplacement pour une deuxième paire d'électrodes sous le DAE)
- Voyants lumineux visibles à plus de 15m
- Boitier ABS V0 (ignifugé) qualité médicale

– Niveau sonore maximal en fonctionnement : 85 db

– Livré en standard avec 1 pile : LiMnO₂ 15V, 2,8Ah

Trousse de premiers secours : 1 paire de ciseaux de secours, 1 rasoir jetable, 1 paire de gants vinyles, 1 masque de ventilation, 2 compresses stériles, 1 serviette pour essuyer la victime