

Unité dentaire Sinol S2313 up

Ref: SOC- S2313



Unité principale ECO+ LINE – SINOL S2313 UP :

- Système de cordons fouets permettant plus de flexibilité de mouvement
- Panneau de commande sur tablette praticien et assistante
- Mémoires programmables
- Vannes électropneumatiques de haute qualité
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Système de cordon d'aspiration Cattani
- Équipement d'assistance rotatif pour le travail à 4 mains
- Crachoir rotatif en porcelaine, amovible et lavable
- Système d'eau bouteille ou réseau
- Scialytique LED

FAUTEUIL

- Moteurs électriques Linak
- Accoudoirs rabattables
- Tête articulée
- Joystick intégré au fauteuil

TABLETTE PRATICIEN

- Panneau multi-fonctions
- 1 Mémoire programmable
- Mémoire de dernière position
- Mémoire de position initiale
- Position de remise à Zéro fauteuil
- Freins pneumatiques pour bras fauteuil
- Bras à pantographe articulé
- Cordon fibré pour micromoteur électrique
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré
- Régulateur de pression individuel pour l'eau et l'air

TABLETTE ASSISTANTE

- Scialytique à Polymériser LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration à salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Panneau multi-fonctions
- Adapté au travail à 4 mains

PÉDALE

- Contrôle des instruments à air, eau
- Chip-blower intégré