

Ready for life

# Reanibex 700

## Défibrillateur Moniteur Manuel



Moniteur Défibrillateur  
biphasique jusqu'à 200J

Algorithme DAE universel pour  
les patients adultes et  
pédiatriques

Stimulateur cardiaque non  
invasif

Oxymétrie de pouls SpO2

NIBP

Palettes pédiatriques intégrées

Enregistreur 50mm

Acquisition de 12 dérivations

Fonctionnement sur:

- secteur (CA)
- batterie d'un véhicule (CC)
- batterie rechargeable

# Reanibex 700.

## Défibrillateur Moniteur Manuel



### CARACTÉRISTIQUES

- DAE.
- Algorithme DAE universel pour patients adultes et pédiatriques.
- Technologie biphasique.
- Enregistreur 50mm.
- Fonctionnement sur secteur (CA), depuis la batterie d'un véhicule (CC) et avec sa batterie rechargeable.
- Contrôle du défibrillateur et de l'enregistreur depuis les palettes.
- Pallettes pédiatriques intégrées.
- Autotest à l'allumage et à l'utilisation.
- Intuitif et facile à utiliser.
- Stimulateur cardiaque non invasif (optionnel).
- Oxymétrie de pouls SpO2 Masimo SET (optionnel).
- Pression artérielle non invasive SunTech Medical (optionnel).

### ACCESSOIRES

- Électrodes de défibrillation jetables adulte ou pédiatrique
- Électrodes ECG adulte ou pédiatrique.
- Sacoche de transport (1).
- Support ambulance (certificat EN 1789:2007+A2:2014) (2).
- Câble patient à 3, 5 ou 10 brins.
- Capteur d'oxymétrie de pouls SpO2 Masimo SET.
- Brassards de pression artérielle non invasive SunTech Medical.
- Batterie rechargeable (3).
- Chargeur externe de batterie.
- Logiciel "REANIBEX Data Manager", pour la gestion des données (4).
- Câble de connexion 12V (CC).

