

AUTOCLAVE MANUEL/ELECTRIQUE EN FORME DE MARMITE 12 LITRES



Description de l'autoclave manuel/électrique en forme de marmite 12 L

- Le chauffage se fait grâce aux résistances internes immergées.
- Cet autoclave produit de la vapeur d'eau saturée nécessaire pour la stérilisation du matériel médical.
- Il est facile à transporter, robuste, présentable, etc.
- Cet appareil trouve aisément sa place dans des petites unités médicales et centres de santé.

Caractéristiques techniques :

Pression électrique de désinfection: 0.14-0.165MPa

Volume de stérilisation : 12 L

Alimentation : 220 V

Puissance : 2 KW