

Respirateur de réanimation pour soins intensifs modèle CWH-3010

Réf : SOC-CWH3010



Respirateur de réanimation pour soins intensifs modèle CWH-3010

Un respirateur artificiel, ou ventilateur, est un appareil médical d'assistance respiratoire, qui vise à assurer une ventilation artificielle des poumons à un malade lors d'une opération chirurgicale ou souffrant d'insuffisance respiratoire

Caractéristiques respirateur de réanimation pour soins intensifs modèle CWH-3010

- Appliqué pour adulte et enfant
- Avec système de contrôle hautement intelligent
- Grand écran de 12,1 pouces avec une couleur désirable.

Description du respirateur de réanimation pour soins intensifs modèle CWH-3010

- Fonction de ventilation multimode (VCV, SIMV, PSV, PCV, CPAP, Manual, SIGH).
- La ventilation non invasive est disponible en option.
- Prend en charge le mode de ventilation adulte et pédiatrique.
- Avec écran TFT pour les paramètres de ventilation.
- Humidificateur avec réglage de température.
- Gâchette de débit (en option) et de pression.

- lavage automatique pour la soupape d'échappement
- Prise en charge du compresseur d'air (en option).
- Avec compresseur d'air (en option).
- Système d'exploitation intelligent.
- Autotest et calibrage.