

# Aspirateur de mucosités

Askir-20 2000ML



## Description

1. Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants
2. Grâce à ces caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile
3. Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche
4. Equipé d'un indicateur de vide
5. Fonctionne en continu sur du 220V ~ 50 Hz, et est rechargeable en 220V ou 12V
6. Bocal autoclavable 2000 ml
7. Fait en matière plastique fortement résistante à la chaleur et électriquement isolée conformément aux dernières normes de sûreté européennes.

## Spécifications techniques

1. Débit : 16 L/mn
2. Puissance : 184 VA
3. Dépression maximale : 750 mbar
4. Autonomie des batteries : 45 à 50 mn
5. Temps de recharge : 120 à 150 mn
6. Poids : 2,5 kg
7. Dimensions : 350 x 210 x 180 mm.

CE



**En option : Le support**



**socimed**

VENTE DE CONSOMMABLES ET D'APPAREILS MÉDICAUX  
Tel. +331 49 98 86 72 - [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)

