

Autoclave vertical 141 litres, Modèle SAT-450

Réf. SOC-SAT-450



- Dimensions de la chambre: 450 mm x 900 mm (D) ;
- Dimensions de l'appareil: 800 (W) x 1 800 (H) x 1 250 (D) mm ;
- Capacité de la chambre: environ 141 litres ;
- Alimentation: 7.0 KW, 50 / 60 HZ.

Accessoires standards:

- 1 plateau en acier inoxydable #304 ;
- 2 tubes pour lampe ;
- Système de commande: système électrique avec système de contrôle à affichage numérique de la température ;
- Conditionnés en cartons de 10 sacs refermables de 1 000 cônes;
- Condition minimum de vente: 1 sac de 1 000.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Construction :

- Boîtier en acier inoxydable #304 ;
- Avec armatures ;
- Muni d'une porte ;
- Possède 2 chambres : intérieure et extérieure ;
- Température maximale: 140°C ;
- La conception de la chambre répond aux normes : ASME Standard ;
- Le matériel de la chambre est fait en acier inoxydable #304: Standard ;
- Ce matériel peut également être fait en en acier inoxydable 316#, à votre choix ;
- L'ajout d'eau est automatique;
- Les températures de travail oscillent entre : 105°C et 136°C ;
- Fonction séchage: disponible ;
- Tension électrique: 230 V 3 phases, 380 V ou 415 V ou 440 V 3 phases.

Accessoires en option:

- 2 paniers en acier inoxydable ;
- 1 chariot de transport ;
- Interrupteur de contrôle de pression ;
- Interrupteur de contrôle du niveau d'eau;
- Interrupteur de contrôle de température ;
- Prévide;
- Fonction de séchage sous vide : disponible;
- Fonction stérilisation liquide: disponible ;
- 6 points d'enregistrements de température;
- Double porte;
- Fermeture de la porte sous pression;
- Construction de la porte coulissante.

Dispositifs de sécurité:

- Interrupteur de contrôle de pression ;
- Interrupteur de contrôle de niveau d'eau ;
- Indicateur de niveau d'eau bas en allumé ou éteint ;
- Valve de sécurité ;
- Fermeture automatique de la porte sous pression.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration