

Coton cardé é cru

Réf. SOC-CCAR



Coton cardé é cru, il est présenté roulé, en sachet de 1 Kg, ce coton é cru est cardé et décontaminé.

Il est indiqué en protection mécanique ou capitonnage de pansements.

Il est utilisé pour boucher la verrerie, pour la chromatographie sur colonne et la filtration.

➤ Conditionnement minimum de vente: Sachet 1 Kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration