


Masques chirurgicaux non-tissés, double épaisseur Ref. SOC-MASQ2



Masques chirurgicaux non-tissé, double épaisseur :

- Non stérile;
- Longueur: 175 mm,
- largeur: 95 mm;
- Fixation auriculaire par boucles élastiques sans latex;
- Barrette nasale en plastique souple laminé avec fil d'aluminium;
- Usage unique;
- Couleur: blanche;
- Condition minimum de vente: Boîte de 50.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration