

Flacon pour recueil des urines de 24 h- 2000 ml avec étiquette Ref. SOC-F2000



Flacon pour Recueil des urines de 24 heures:

- capacité volumique: 2000 ML.
- Dimensions (Ø base x Ø ouv. x Haut.): 110 x 95 x 72 x 230 mm.
- Matière : polyéthylène, forme rectangulaire, gradué de 0,1 à 2 l en 0,1 l.
- Fermeture par cape à vis jointée étanche, vissage rapide 1/4 de tour. Livré avec étiquette indiquant le mode d'emploi.
- Conditionnement par carton de 50 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: 1 flacon.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration