

Sonde urinaire à usage unique n° 8 Ref. SOC-SVF8



Sonde urinaire à usage unique pour Fillettes/Adultes. N° charrière: 8. Matériel polyvinyle souple transparent. L'extrémité distale est droite, fermée et arrondie. Elle comporte 2 orifices latéraux, polis, permet l'introduction sans traumatisme. L'autre extrémité comprend un godet de branchement. Stériles. couleur: bleue.

- Longueur: 18 cm.
- Diamètre externe: 2,7 mm.
- Conditionnées en sachet unitaire pelable.
- Conditionnement minimum de vente: Boîte de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration