

## Uridraw terumo aiguille quick-fit Ref. TER-UN2038Q



l'uridraw TERUMO est un Système clos pour le prélèvement d'urine. Allie facilité d'utilisation et sécurité. Constitué d'une Aiguille 40 mm 9/10 non-biseautée, d'un corps de prélèvement Quick-fit et d'un tube en PET (polyéthylène téréphtalate) de 10 ml, fond rond. Vol. du tube (ml) 10. Vol. nom du vide (ml) 9. De principe identique au système de prélèvement sanguin, ce système fermé réduit les risques de contact avec l'urine. Grâce au système Quick-fit, l'élimination de l'aiguille non-biseautée est facile, rapide et sécuritaire. Le caractère incassable du plastique permet un transport et une manipulation sûre de l'échantillon.

➤ Conditionnement minimum de vente: 20 x 100.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration