


Écouvillon double COPAN – amies liquide – plastique

Réf. COP-MAL-ETP2



Écouvillon double constitué d'un milieu de transport: le milieu amies liquide (composé de Chlorure de Sodium, Chlorure de Potassium, Chlorure de Calcium, Chlorure de Magnésium, Phosphate mono-potassique, Phosphate disodique, Thioglycolate de sodium, Eau distillée) et de deux écouvillons de tige en plastique et de bouton en viscosse.

- Couleur du bouchon: Rouge.
- Emballage: sachet pelable unitaire permettant une conservation optimale des milieux avant ouverture du sachet et protégeant les milieux de transport de la lumière, de l'oxygène et de l'humidité.
- Stérile.
- Nature du milieu, numéro de lot et date de péremption inscrits sur chaque sachet.
- Conditionnement: par carton de 10 sachets de 50 pièces.
- Condition minimum de vente: sachet de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration