

Kit copro-duo, 2 x 24 tests réactifs RAL

Réf. RER-362350000



Kit Copro-Duo 2 x 24 tests REACTIFS RAL pour l'examen parasitologique des selles par deux techniques de concentration BLAGG ET COLL (MIF) et BAILENGER.

Contenu du kit:

- 2 flacons de tampon acéto-acétique pH = 5,0 pour la méthode de concentration selon BAILENGER,
- 2 flacons de solution de Mercurothiolate à Formol (MF) pour la technique de concentration et de coloration selon BLAGG ET COLL (MIF),
- 1 compte goutte de Lugol fort pour la technique de concentration et de coloration selon BLAGG ET COLL (MIF),
- Spatules de prélèvement en bois,
- Tubes à sédimenter de 30 ml,
- Tubes à centrifuger de 10 ml,
- Portoirs de tubes individuels jetables (1 portoir par analyse).



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration