

Milieu de transport et/ou de conservation Amies gélosé + charbon

Réf. COP-MAGC



Milieu de transport et/ou de conservation Amies Gélosé + charbon.

Caractéristiques:

- Tube avec milieu sans écouvillon.
- Choix de l'écouvillon laissé au préleveur en fonction du site de prélèvement.
- Couleur du bouchon: Blanc. Stériles.
- Barrière efficace contre la pénétration de l'oxygène.
- Protection thermique efficace.
- Convient (GELOSE + CHARBON) POUR LES GERMES DELICATS.
- Facile d'emploi.
- La hauteur du gel permet le transport et la conservation des germes aérobies ou anaérobies.
- Conditionnement par carton de 10 boîtes de 100 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: boîte de 100 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration