

Pots pour coprologie CEB, personnalisé 150 ml – 60 x 70 mm - Rouge

Réf. CEB-PC150VSET



Pots pour coprologie CEB, 150 ml, étiquettes personnalisés.

- Disponible en: polystyrène cristal.
- Livrés avec spatule cuillère sous sachet unitaire.
- Cape rouge à vis.
- Flacons revendus pour analyses bactériologiques qualitatives et évaluations quantitatives.
- Dimensions (Ø x Ht): 60 x 70 mm.
- Conditionnement minimum de vente: 2 Cartons de 200



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration