

## Rovers-viba brush non stérile

Réf. SOC-VIBA50A



ROVERS-VIBA BRUSH non stérile est une brosse à usage unique recommandée pour tout prélèvement au niveau de l'endocol. Brosse en matière plastique souple pour un prélèvement indolore et non traumatisant. La conception des fibres facilite l'adhérence des cellules et permet d'obtenir un prélèvement riche en matériel biologique. La flexibilité de la brosse permet de faire des étalements directs sur gélose. Peut être utilisée en microbiologie et cytologie après étalement direct sur la lame (Frottis vaginaux, recherche microscopique de chlamydiae, de gonocoques, de mycoplasmes), En bactériologie après ensemencement direct d'une boîte de pétri (Recherche après culture sur gélose de gonocoques), en culture de cellules et PCR après avoir détaché la brosse de la Viva.

- Conditionnement par carton de: 30 sachets de 50 pièces.
- Conditionnement minimum de vente: 1 sachet de 50 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration