

## Lancettes de sécurité à uu - jaune Ref. SOC-LS1,0



Lancettes de sécurité à usage unique - jaune; Profondeur de l'incision: 1,0 mm.  
volume approximatif de sang: 100 µl. Code couleur: jaune.

### AUTRES CARACTERISTIQUES:

- Lancettes de sécurité à lame rétractable supprimant les manipulations à risques.
- Permet une incision rapide, nette et standardisée, assurant un confort maximum pour le patient et le manipulateur.
- Sécurité : système à usage unique, la lame se rétracte après l'incision.
- Facilité : sa surface de contact plane assure une incision contrôlée et standardisée.
- Stérilité : produit stérile. Un capuchon de sécurité assure l'intégrité avant l'utilisation.
- Conditionnement minimum de vente: Boite de 200 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration