

White flow - aéropolisseur

Réf. SOC-LIAWF



White flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium pour l'unit (Liarre produit)

- Liarre produit est un appareil pour la profilaxe au bicarbonate de sodium pour nettoyer et blanchir les dents.
- Le white flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium élimine les taches et la plaque et redonne la splendeur naturelle de l'émail permis d'une nébulisation d'air, bicarbonate et eau.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Le white flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium est un Dispositif médical de classe I type BF, conforme aux normes requises de la Directive 93/842/CEE
- La pièce à main du white flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium peut être séparée du câble et est autoclavable à 121°C. Elle est légère, précise, ergonomique, maniable et forte. De plus elle est fabriquée en matériel plastique spécial et en acier inox pour garantir la complète atoxicité et résistance à l'abrasion.
- Le conteneur pour la poudre de bicarbonate de sodium est transparent pour contrôler le niveau de la poudre.
- La boîte est en matériel plastique ignifuge.
- Chauffage de l'eau avec contrôle automatique de température (35°C).
- Le white flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium dispose d'un bouton "CLEANING" qui permet l'opération d'élimination du bicarbonate de tous les tuyaux internes, pièce à main comprise, pour éviter des obstructions.
- Module interne intégré pour le contrôle des flux en matériel atoxique résistant à l'abrasion et lu la chaleur.
- Réglage indépendant des flux d'eau et air.
- Complète toxicité de tous les matériaux.
- Le white flow - aéropolisseur au bicarbonate de sodium est fournit avec:
 - Câble,
 - Pédale,
 - Pièce à main autoclavable.
- Caractéristiques techniques:
 - Dimensions: 20 x 17 x 7 (cm)
 - Poids: 1,8 Kg
 - Puissance absorbée: 50 VA



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration