

Compresseur dentaire à air sans huile

Réf. SOC-CSTD540



Compresseur à air sans huile pour fauteuil dentaire

Un air propre et non contaminé est nécessaire pour les traitements dentaires. C'est pourquoi les compresseurs modernes pour cabinets dentaires sont toujours des compresseurs sans huile ou des compresseurs secs.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques du Compresseur dentaire à air sans huile

- Tension d'alimentation: 220 AC, 50 Hz
- Courant électrique: 2,4 A
- Puissance: 545 W
- Débit d'air: 70 l / min
- Pression de démarrage: 0,5 MPa
- Capacité de décharge: 0,8 Mpa
- Volume du réservoir d'air 32 L
- Bruit: 55 - 62 dB
- Poids brut: 28 kg
- Taille de l'emballage: 46 x 46 x 69 cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration